

Fauteuil roulant avec repose-jambes ajustables, modèle AD-175

Ref: SOC-AD175



Le fauteuil roulant AD-175 en vente chez SOCIMED dispose d'un cadre en tiges de fer circulaires et plates. Le siège et le dossier du fauteuil sont faits d'éponge recouverte de cuir artificiel. Les repose-jambes en aluminium sont mobiles. La motricité de ce fauteuil est assurée par des roues de jante en fer, et de pneus rembourrés. La roue avant est capable de pivoter sur un angle de 180°. Alors qu'un assemblage de freins dirige de manière sécuritaire les mouvements de la roue arrière. Ce fauteuil pliable a l'avantage d'avoir une structure chromée.

- Taille du siège : 53.5 cm
- Largeur du siège : 42.5 cm
- Dimensions extérieures : 33 x 106 x 94 (h) M