

CHARIOT DE SOINS 03 PLATEAUX, AVEC POUBELLE



Description du Chariot de soins 03 plateaux, avec poubelle

Spécifications techniques:

- Entièrement construit en acier inoxydable,
- Fabriqué en tube rond ($\Phi 25 * 1.2\text{mm}$ $13 * 1\text{mm}$)
- Trois étagères, avec deux tiroirs (H100 * W280 * D350mm) muni de poignée,
- Poignée de poussée des deux côtés,
- 4 roues couvertes dont 2 avec frein,
- Rampes - petit type de colonne sur trois côtés aux 2 premiers niveaux,
- Seau poubelle de 10L,
- Dimensions totales: L 67 x l 45 x H 100cm