

Autoclave vertical BKQ-B200II

Ref: SOC-BKQ-B200II



L'autoclave verticale BKQ-B200II, est utilisé dans les laboratoires, les services d'inspection, les entreprises de transformation alimentaire, etc. pour la stérilisation des équipements et des déchets médicaux..

Caractéristiques techniques :

- Capacité : 200 litres
- Pression de conception : 0,3 MPa
- Pression de travail : 0,217MPa
- Température de conception : 137°C
- Température de fonctionnement : 50 à 134 °C
- Précision de l'affichage de la température : 0,1°C
- Matériau de la chambre : S30408
- Taille de la chambre (mm) : $\varnothing 500 \times 1000$
- Dimension du panier (mm) : $\varnothing 470 \times 230$, 4 pièces
- Altitude : $\leq 3000\text{m}$
- Consommation : 6 kW
- Alimentation électrique : Norme : 380 V, 50/60 Hz (triphasé), En option : 220 V, 50/60 Hz (monophasé)
- Dimensions externe (L * P * H) mm : 630*700*1600
- Dimensions globale (L x P x H) mm : 760*800*1720
- Poids net (kg) : 180
- Poids brut (kg) : 238