

**Unité de prélèvement à ailettes sécurisée 23G longueur
19mm tubulure 30cm, bleue**

Ref : SOC-UPAS23G30



Désignation:

Unité de prélèvement à ailettes sécurisée 23G longueur 19mm
tubulure 30cm bleue

Application:

- Prélèvement sanguin
- Accès veineux

Avantage:

- Système de sécurité activé d'une seule main
- Préviens les piqûres accidentelles avec les aiguilles
- Le mécanisme de protection est activé alors que l'aiguille est encore positionnée dans la veine, ce qui garantit un niveau élevé de sécurité
- Un signal audible signale que le mécanisme est bien activé.

Réglementation:

Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la
2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993
relative aux dispositifs médicaux. Classe I

Descriptif du produit

Version: Sécurisé

Matière:

- Corps porte aiguille : polycarbonate
- Aiguille : acier inoxydable
- Embout : polypropylène

Couleur: Bleu

Diamètre externe (gauge) 23

Diamètre externe (en mm) 0,65

Longueur aiguille (en inch) 3/4"

Longueur aiguille (en mm) 19

Longueur tubulure (en cm) 30,0

Niveau de stérilité Stérile - Oxyde d'éthylène

A usage unique: Oui

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot: Oui

Présence d'une date de péremption: Oui

Durée de vie (en mois) 60

Conditionnement minimum de vente: Boîte de 50