

## **OXYMÈTRE DE POULS OXY-2**

Ref:SOC-35072



Cet oxymètre permet de mesurer la saturation d'oxygène et la fréquence cardiaque à partir du doigt du patient.

Conçu pour un usage à domicile et professionnel, en famille ou dans les hôpitaux.

Utilisable avant ou après l'activité physique, mais pas durant.

- affichage SpO2 et fréquence cardiaque, graphique à barres
- indicateur basse tension
- arrêt automatique après 5 secondes.

### **Spécifications techniques**

- Mode écran: LED

- SpO2

plage: 0-100%, (résolution 1%)

précision: 70-100%:  $\pm 2\%$ , au dessous de 70% non spécifiée

- PR

plage: 30-250 bpm, (résolution 1 bpm)

précision:  $\pm 2$  bpm ou  $\pm 2\%$  (sélectionner la plus élevée)

- Performance dans de faibles conditions de remplissage: SpO2 et fréquence cardiaque sont affichées correctement lorsque le rapport pouls-remplissage est de 0,4%. L'erreur SpO2 est  $\pm 4\%$ , l'erreur fréquence cardiaque est  $\pm 2$  bpm ou  $\pm 2\%$  (la plus élevée)

- Consommation énergie: moins de 25 mA - Tension: CC 2,6 V - 3,6 V

- Fonctionnement batteries: deux batteries peuvent fonctionner en continu pendant 24 heures



9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106) 95520  
OSNY France  
Tel: +33 (0) 1 49 98 86 72 +33 (0) 9 53 34 19 38  
Fax: +33 (0) 1 48 61 26 63  
E-mail: [socimed@socimed.com](mailto:socimed@socimed.com)

- Sécurité: batterie interne, type BF
- Dimensions - poids: 60x30,5xh 32,5 mm - 50 g batteries comprises