

Plaque neutre réutilisable avec câble pour bistouri électrique **EXCELL**

Ref: SOC-801419



Une plaque neutre plate pour bistouri électrique est un accessoire essentiel utilisé en électrochirurgie. Elle sert de point de retour pour le courant électrique généré par le bistouri. Lorsque le bistouri électrique délivre une impulsion de haute fréquence pour couper ou coaguler les tissus, la plaque neutre permet de compléter le circuit électrique, en permettant au courant de retourner à l'unité électrochirurgicale sans affecter le patient.

Principales fonctions

Sécurité du patient : elle assure que le courant ne circule que de manière contrôlée entre l'électrode active et la plaque neutre, évitant ainsi toute brûlure ou blessure sur la peau du patient.

Uniformité de la coagulation : en servant de retour pour l'énergie, elle permet une meilleure distribution du courant, assurant ainsi une coagulation uniforme et précise.

Facilité d'utilisation : la plaque neutre est généralement conçue pour être placée sous le patient de manière à maximiser la surface de contact avec la peau, garantissant ainsi une performance optimale et fiable du bistouri.

En résumé, la plaque neutre plate est un composant clé pour la sécurité, la performance et l'efficacité des interventions chirurgicales utilisant un bistouri électrique.

Câble 5m