

FICHE PRODUIT



Gélose de Chapman au mannitol

Référence : SOC-9100301

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques de la Gélose de Chapman au mannitol.

Incubation à 37°C pendant 24 à 48 heures .

Stockage :

Milieux déshydraté : 2-30°C

Milieux préparé en flacons : 6 mois à 2-8°C

Milieux préparé en boîtes : 1 mois à 2-8°C

Milieux prêt à l'emploi : 2-8°C.

Conditionnement de vente: 500 g.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microbiologie-de-laboratoire/10232-gelose-de-chapman-au-mannitol.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com