

FICHE PRODUIT



Boîte Complète pour Chirurgie du Crâne

Référence : SOC-502976

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Boîte Complète pour Chirurgie du Crâne

Description :

- 1 Boîte inox 50x20x12 cm
- 1 manche de bistouri n ° 4
- 1 manche de bistouri n° 3
- 2 pinces a champs de BACKHAUSS 9 cm
- 2 pinces a champs de BACKHAUSS 12 cm
- 4 pinces crabe 9 cm
- 14 pinces KOCHER a/g droites 14 cm
- 12 pinces de LERICHE s/g courbes 15 cm
- 1 écarteur de FARABEUF 15 cm (la paire)
- 1 pince a affronter de PAUCHET 16 cm pour agrafes 12 mm
- 1 pince de MICHEL a poser les agrafes
- 2 pinces MICHEL a ôter les agrafes
- 2 épingles a instruments 12 cm
- 1 rugine de merle D'AUBIGNE courbe 23 cm x 12 mm
- 2 conducteurs de Martel
- 1 scie de Gigli 50 cm (la douzaine)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

1 paire de poignée pour scie de Gigli
1 élévateur ADSON 17 cm
1 spatule en cuillère de Danis 24 cm
1 décolle a dure mère de FRAZIER 17 cm
1 crochet a dure-mère 20 cm ADSON mousse
1 pince gouge de Ruskin double articulation courbe 18 cm x 5 mm
1 explorateur de trillât 24 cm
1 porte-agrafe de MAC-KENZIE
1 pince a poser les agrafes de MAC-KENZIE
1 boîte de 100 agrafes en argent
1 ciseaux de Mayo droit 14 cm
1 ciseaux de Mayo courbe 14 cm
1 ciseaux de SCHMIEDEN 17,5 cm
1 curette double de Clovis Vincent 3/4 mm
1 curette double de Clovis Vincent 5/6 mm
1 curette double de Clovis Vincent 7/8 mm
1 curette double de Clovis Vincent 9/10 mm
1 pince dissection de Colin / Duval 20 cm x 20 mm
1 pince dissection a/g 13 cm
1 pince dissection s/g 13 cm
2 pinces dissection s/g fine 20 cm
1 stylet olivaire double 14 cm
2 canules FRAZIER 2 mm
3 canules FRAZIER 3 mm
2 canules FRAZIER 4 mm
1 ciseaux de METZEMBAUM courbe 18 cm
1 ciseaux de DEBAKEY 18 cm 45°
1 ciseaux de DEBAKEY 18 cm 60°
1 pinces a dissection s/g fine pointue 18 cm (POTTS-SMITH)
2 porte-aiguilles de CRILE-WOOD 15 cm tungstène
8 pinces de Rochester-Pean courbes s/g 20 cm
3 spatules a tumeur de Guillaume 26 cm x 15 mm
6 pinces d'Halstead courbes s/g 13 cm
1 ciseaux mousse droit 14 cm
1 perforateur Hudson + 5 fraises + 1 rallonge
1 ciseaux dauphin droit 14 cm
6 pinces Pean 14 cm
4 pinces Rochester-Pean 14 cm
1 sonde cannelée 14 cm
1 burin de poirier 16 cm x 2 mm
1 maillet de colin à 2 têtes 200 g

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

1 cupule (diam 80 mm)

Garantie 2 ans

Consignes générales :

Tout instruments neuf doit être nettoyer, désinfecter et stériliser avant une première utilisation.

Après leurs utilisation, nettoyer, désinfecter et stériliser les instruments aussi rapidement que possible.

Tous les instruments usés, corrodés, déformés, poreux ou présentant des dommages quelconques doivent être jetés et détruit.

Nettoyage, désinfection :

Pour la désinfection et le nettoyage, toujours respecter scrupuleusement le dosage, le temps d'application et les températures conseillés .

Les surcharges dans les machines à laver et les appareils à ultrasons sont a éviter. Veillez à placer les produits sans risques de zones d'ombres.

Il est totalement interdit d'utiliser des brosses ou des éponges métalliques pour le nettoyage manuel.

Rincer minutieusement après le lavage en utilisant de l'eau déminéralisée dans la mesure du possible.

Sécher les produits avec soin après le rinçage.

Stérilisation :

Ne pas oublier que la stérilisation n'est pas en mesure de remplacer les traitements préliminaires tels que le nettoyage et la désinfection. Elle en constitue néanmoins le complément indispensable.

Il est recommandé de stériliser les instruments dans un autoclave a vapeur.

- Température : 134°C
- Pression : 2 bars
- Durée : 18 minutes Laisser refroidir les produits stérilisés ainsi, avant tout usage.

Dans tous les cas et avant tout, respecter les consignes réglementaires et celles du fabricant

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

relatives à la stérilisation et à l'utilisation des autoclaves.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/10284-boite-complete-pour-chirurgie-du-crane.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com