

FICHE PRODUIT

Appareil à thermo-coagulation générateur de radiofréquence pour le traitement des névralgies du trijumeau

Référence : SOC-ASA-601T

Points forts

- délais : 4 semaines

Description du produit

Appareil à thermo-coagulation, générateur de radiofréquence pour le traitement des névralgies du trijumeau

Le Fixateur RF (Radio-fréquence) ASA-601T est utilisé pour la neurochirurgie fonctionnelle, le traitement de la névralgie du trijumeau, de la coagulation thermique précise, de la fonction cible endommager de l'équipement chirurgical.

Le courant RF est utilisé régulièrement pour des lésions tissulaires chauffées, la chirurgie fonctionnelle stéréotaxique de neurochirurgie craniocérébrale, et pour toutes sortes de traitement chirurgical douloureux.

Commande et affichage entièrement numérique, avec contrôle d'éclairage et de son, permettant la coagulation thermique, le positionnement de l'impédance électrique, le positionnement par stimulation électrique et bien d'autres fonctions. Un contrôle précis, sûr et fiable.

Appareil de thermo-coagulation de radiofréquence pour département de douleur, d'orthopédie, d'oncologie et pour la ré-éducation;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Affichage d'écran LCD numérique, interface de travail facile à utiliser;

Menu du module de conception indépendante, ce qui aidera les chirurgiens à modifier et surveiller les paramètres de radiofréquence à temps;

Avec des fonctions de repositionnement électrophysiologique telles que la mesure d'impédance électrique, la stimulation de tension, la stimulation électrique, à l'aide de modes de thermo-coagulation de radiofréquence en continue et radiofréquence d'impulsion, ce qui assure la sécurité, la fiabilité et la validité de l'opération;

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-divers-pour-bloc-operatoire/10289-appareil-thermo-coagulation-de-radiofrequence-asa-601tp.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	4 semaines

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com