


FICHE PRODUIT

Appareil de ré-éducation de l'épaule

Référence : SOC-MF1151

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Appareil de ré-éducation de l'épaule

La rééducation de l'épaule fait intervenir une méthode et des exercices spécifiques à cette articulation. Elle doit être particulièrement douce et non douloureuse. Cette rééducation permet de restaurer les fonctions de mobilité complète et indolore de l'épaule, de force satisfaisante dans tous les mouvements, et une bonne stabilité de l'articulation.

La plupart des mouvements de la vie quotidienne met en jeu la mobilité globale de l'épaule : abduction + rotation externe + rétro-pulsion, et combine différents gestes de base.

L'appareil de rééducation de l'épaule a été conçu pour aider le patient à retrouver ces fonctions et ses sensations.

L'Appareil de rééducation de l'épaule est constitué :

- Un Bras de levier et d'un contrepoids réglables permettant une progression de l'amplitude des mouvements.
- Une poignée pour la Circumduction
- Une poignée pour l'Antépulsion / Rétro-pulsion
- Un Frein réglable progressif.
- Des marquages présents sur les bras de l'appareil permettent de visualiser la progression et le

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

réglage du contrepoids.

Caractéristiques de l'Appareil de ré-éducation de l'épaule :

- Longueur : 1 m
- Diamètre de circonférence pour un travail maximum : ø 2,00 m
- Poids : 15kg
- Bras de levier et contre poids réglables permettant une progression de l'amplitude des mouvements.
- Poignée pour la Circumduction.
- Poignée pour l'Antépulsion / Rétropulsion
- Résistance : variable par frein réglable
- Finition : chromée

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/therapie-combinee/10437-appareil-de-re-education-de-l-epaule.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com