

FICHE PRODUIT

Lampe Infrarouge 230V/250W L.86 cm - blanc avec minuterie (sans pied)

Référence : SOC-LID250WM

Points forts

- délais : 48 heures
- Type d'ampoules : Ampoules Halogènes
- Type de fixation : Pied mobile
- Domaines d'utilisation de la lampe : Kinésithérapie

Description du produit

Lampe Infrarouge 230V/250W L.86 cm - blanc avec minuterie

Grâce à un procédé naturel et sans danger, les **lampes infrarouges**, ou lampes chauffantes, sont utilisées en kinésithérapie, ostéopathie, centres de massages pour améliorer la récupération après l'effort, intensifier la circulation sanguine et éliminer les toxines.

Notre modèle de **lampe chauffante** montée sur tige flexible (86 cm dont 34 cm rigide tubulaire) et équipée d'une poignée; est très facilement positionnable à la distance souhaitée.

Sa large coupole est fermée par une grille de protection pour éviter tout risque de contact accidentel avec la source chauffante.

Ce modèle avec **interrupteur-minuteur** (fonctionnement mécanique) permet de choisir le temps de traitement souhaité de 0 à 60 minutes avant de prévenir de son arrêt par un petit signal.

Caractéristiques techniques de la lampe à infrarouge avec minuterie

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Watts	250 W
Longueur d'onde	1200 mm
Longévité des ampoules IR (E27)	5000 heures minimum
Fixations possibles	1 lesté, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13
Longueur de câble	4 mètres
Isolation	Classe I
Couleurs disponibles	Blanc
Tête de lampes cotes	260 mm
Base de lampe cote	69 x 69 x 115 mm
Entraxe (4 trous base de lampe)	54.5 mm

Disponible sur notre site:

Ampoule de rechange: **SOC-ALID250**

Pied roulant lesté: **SOC-LPIR00666L**

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lampe-operation-mobile/11178-lampe-infrarouge-250-watt.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type d'ampoules	Ampoules Halogènes
Type de fixation	Pied mobile
Domaines d'utilisation de la lampe	Kinésithérapie

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com