

FICHE PRODUIT



Seringue à haute pression, Modèle ASA-300

Référence : SOC-ASA-300

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques de la Seringue à haute pression, Modèle ASA-300

Opération facile

- Grand écran tactile - facile à utiliser.
- Les interfaces d'entrée et de sortie riches peuvent.
- Etre lié à divers modèles CT.
- La seringue à grand volume répond à divers besoins cliniques.

Flexibilité et stabilité

- Interface interactive, le processus d'injection est clair en un coup d'œil.
- 100 ensembles de programmes d'injection par défaut, facilement modifiables à tout moment.

Utilisation et sécurité

Le voyant d'échappement clignote rapidement assurant la sécurité avant l'injection.

Lorsque la pression d'injection dépasse la pression maximale réglée, l'alarme acousto-optique fonctionne et l'injection s'arrête automatiquement.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Pendant le processus d'injection, le voyant clignote rapidement.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-divers/11796-seringue-a-haute-pression-modele-asa-300.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com