

FICHE PRODUIT



Réactif H. Pylori Ab

Référence : SOC-C00333

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Spécification techniques du H. Pylori Ab

Méthode: Immunochromatographique

Conditionnement : 20 tests

Température: 4 - 30 °C

Échantillons: Sérum, Plasma, Sang complet

Mesures: Cassettes

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/12007-reactif-h-pylori-ab.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com