


FICHE PRODUIT

Tonomètre à applanation Goldmann pour lampe à fente

Référence : SOC-00021319

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tonomètre à applanation Goldmann pour lampe à fente, modèle YZ30T.

Caractéristiques techniques :

Il n'est pas seulement utilisé pour examiner les yeux, mais aussi pour mesurer la pression intra-oculaire lorsqu'il travaille sous la lampe à fente.

Une mesure précise qui garanti une tolérance totale inférieure à $\pm 0.066\text{KPa}$ (0.5mmHg).

Permet d'obtenir directement la pression intraoculaire.

La pression intraoculaire mesurée ne sera pas affectée par la dureté de l'œil.

La pression de mesure réglable assure la stabilité de travail et une mesure précise du tonomètre sur le long terme.

Données techniques :

- Gamme de mesure: 0-10.64 KPa;
- Déplacement d'anneau de lumière: $1.53 \times 2 = 3.06\text{mm}$;
- Diamètre de la tête de test: 7mm;
- Erreur moyenne: +/- 70 PA.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

• Caractéristiques techniques du tonomètre yz30 distribué par SOCIMED

La conception du tonomètre YZ30 repose principalement sur la base du tonomètre goldmann. Il est disponible en 3 modèles. Les modèles R et T fournis par **socimed** sont adaptés aux lampes à fente du type Heig Streit, tandis que le modèle Z convient aux lampes à fente de type Carl Zeiss.

Ce tonomètre sert non seulement à examiner les yeux, mais aussi à mesurer la pression intraoculaire durant le travail sous la lampe à fente. Des mesures exactes garantissent une tolérance absolue à moins de ± 0.066 PKa (0.5mmHg). Il est à noter qu'il permet aussi d'obtenir de façon directe la pression intraoculaire, dont la mesure n'est aucunement affectée par la dureté de l'œil. L'ajustabilité de la mesure de pression assure en permanence un travail équilibré et l'exactitude au niveau des mesures du tonomètre.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tonometre/12130-tonometre-a-applanation-goldmann-pour-lampe-a-fente.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com