


FICHE PRODUIT



Station de chargement Ri-charger

Référence : RIE-10700

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description:

- Grâce à la technique de chargement par impulsions, le chargeur ri-charger rallonge la durée de vie des piles rechargeables au NiMH ri-accu .
- La cale de réduction permet de charger les manches à pile de type AA.
- Après chaque utilisation, les instruments sont replacés dans le chargeur, et sont de ce fait toujours prêts à l'emploi.
- Si vous avez besoin d'appareils fonctionnant sur des tensions différentes de celles prévues pour les modèles classiques ou bien de prises adaptées à un pays précis, n'oubliez pas de mentionner ces souhaits de façon explicite lors de vos demandes d'informations et dans vos commandes.
- Possibilité de charger simultanément des manches de 2,5 V et de 3,5 V.
- Utilisable comme modèle de table ou modèle mural.
- Avec compartiment pratique pour le stockage de deux lampes de rechange et de deux spéculums auriculaires.
- Affichage de l'état de chargement au niveau de l'appareil :Voyant jaune:chargement en cours; Voyant vert : chargement terminé.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/laryngoscopes-classiques-et-a-fibres-optiques/1232-station-de-chargement-ri-charger.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com