

FICHE PRODUIT



Carrousel pour stérilisation à la flamme des boucles d'inoculation avec brûleur à gaz Fuego, Autoloop Pro

Référence : SOC-AUTOLOOP PRO

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le carrousel de boucles d'inoculation Autoloop Pro, adapté à 4 boucles d'inoculation, a été développé pour répondre aux exigences actuelles des laboratoires de microbiologie, de biologie cellulaire et de biotechnologie.

Composantes : 1 brûleur, 1 carrousel automatique, 1 support pour anse, 1 base de protection en verre.

Spécifications techniques :

- Technologie: Microprocesseur
- Affichage: Matrice de points entièrement graphique
- Support de boucle d'inoculation de sens de rotation: gauche / droite, dépend du titulaire retiré
- Support de boucle d'inoculation: 1 - 4, avec détection de support optique
- Temps de stérilisation à la flamme: 1 à 15 secondes
- Temps de récupération: 1 à 45 secondes

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Stérilisation à la flamme supplémentaire: à pied oedale (facultatif)
- Dispositifs de sécurité: contrôle de la température, avertissement d'activation de flamme, indicateur de refroidissement restant, capteur d'inclinaison, affichage de la chaleur résiduelle
- Moniteur de stérilisation réglable: 1 - Off, 2 - faible intensité, 3 - intensité moyenne, 4 - haute intensité
- Tension de fonctionnement: via Fuego SCS série (prise de pédale)
- Enveloppe: acier inoxydable et aluminium, résistant aux UV et aux solvants
- Mesures Piédestal Brûleur à gaz Fuego : 135 x 180 mm (lx p) - 1200 g
- Hauteur Autoloop PRO : 305 mm
- Les licences CE: EN 61326-1, EN61010-1, EN 61010-2-010
- Directives de l'UE: 2014/35 / UE, 2014/30 / UE, 2011/65 / UE

Composantes : 1 brûleur, 1 carrousel automatique, 1 support pour anse, 1 base de protection en verre.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/12497-carrousel-pour-sterilisation-a-la-flamme-des-boucles-d-inoculation-avec-bruleur-a-gaz-fuego-autoloop-pro.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com