

FICHE PRODUIT

Tensiomètre électronique OMRON M2 modèle HEM-7143-E

Référence : SOC-HEM1721

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tensiomètre électronique OMRON M2 HEM-7143-E

Grâce au **Omron M2 HEM-7143**, la surveillance de la pression artérielle est maintenant encore plus facile. Entièrement automatique, avec l'OMRON M2 la prévention est au cœur de l'appareil et la protection contre l'hypertension est entre vos mains. Le **tensiomètre au bras Omron M2 HEM-7121** est équipé d'un système Intellisense qui est prêt à répondre à tous vos besoins. Rapide, fiable et précis, le tensiomètre M2 fait partie des tensiomètres les plus réputés. Il est accompagné de son brassard souple Adulte mesurant 22 cm à 32 cm de tour de bras.

Le **tensiomètre au bras M2** peut détecter des pulsations irrégulières et vous l'indique directement sur l'écran. Ce nouveau **tensiomètre électronique Omron M2** détient une fonction qui vous indique si votre brassard est correctement déroulé. Si votre brassard est bien positionné, vous allez apercevoir un symbole "OK" sur l'écran. Cet indicateur est essentiel car il permet de bien vous guider lors de la pose du brassard. L'appareil permet également de sauvegarder jusqu'à 30 mesures afin de pouvoir les consulter ou bien de les transférer à votre médecin. Son grand écran offre un meilleur confort de lecture des données fournies par l'appareil. Une autre fonctionnalité très pratique est le signal sonore que l'appareil émet et qui indique la fin de la prise de tension.

Le tensiomètre Omron M2 s'utilise très facilement à la maison, en quelques étapes, il mesure votre pression artérielle avec une telle rapidité et fiabilité que vous n'avez rien à faire. Afin de lancer les

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

premières mesures, il vous suffit de vous installer dans un endroit calme, au repos. Puis, mettez le brassard autour de votre bras et appuyer sur le bouton START. Les mesures se lancent et au moment du signal sonore vous allez voir les résultats sur l'écran.

Caractéristiques techniques :

- Simple et confortable d'utilisation
- Affiche simultanément les valeurs diastole, systole et pouls
- Fourni avec : brassard 22-32 cm, mode d'emploi et piles
- Validation Clinique
- Référence : HEM-7143
- Dimensions : 103 x 80 x 129 mm
- Poids : 250g
- Validation ESH - IP - BHS - ANSM
- Marquage : CE

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/auto-tensiometres-automatiques/12836-tensiometre-electronique-omron-m2-hem-7121-e.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com