

FICHE PRODUIT



Analyseur d'Electrolytes (Ionogramme) modèle GE-300

Référence : SOC-GE300

Description du produit

Analyseur d'Électrolytes (Ionogramme) modèle GE-300

Caractéristiques générales :

- Débit: 60 échantillons / heure
- Principe: ISE (électrode sélective d'ions)
- Ecran tactile couleur de 5,6 pouces
- Auto échantillonnage, lavage, calibration
- Réactif fermé, réactif de surveillance en temps réel
- Électrodes sans entretien, durée de vie de 12 mois
- Système de tuyauterie simple, entretien facile
- Marqué CE

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Spécifications techniques:

Type d'Échantillon:	Sérum, etc.
Volume de l'échantillon:	100-200µL
Consommation de réactif:	2 fois le volume de l'échantillon
Étalonnage:	Automatique ou à la demande
Imprimante:	Imprimante thermique interne
Affichage:	Écran tactile LCD 5 pouces
Plusieurs langues:	Anglais, russe, etc.
Espace de stockage:	Jusqu'à 50 000 résultats
Interface:	RS-232, supporte LIS
Température de fonctionnement:	15-30 ° C
Humidité:	20% à 80%
Puissance:	CA 100 ~ 240V 50 / 60Hz, 80W
Dimensions:	430mm × 275mm × 410mm
Poids net:	8 kg

Réactif:

- DS-I (NO.3) Standard A Standard B (390/160 mL)
- Solution de nettoyage (250 ml)
- Solution d'activation d'électrode en PVC (50 ml)
- Solution de remplissage DS-ISE (10 ml)
- DS-Ref Réf. Solution de remplissage (10 ml)
- Solution de déprotéine (R1: Diluant 18 ml / bouteille * 1; R2: Protéase en poudre 100 mg / bouteille * 6)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Paramètres		Performance		
		Ion	Linéarité (mmol / L)	CV
GE300:	K ⁺ , Na ⁺			
GE300:	K ⁺ , Na ⁺ , Cl ⁻	K ⁺	0.3-20.0	≤1,0%
GE300:	K ⁺ , Na ⁺ , Cl ⁻ , iCa ²⁺	Na ⁺	20.0-200.0	≤1,0%
GE300:	K ⁺ , Na ⁺ , Cl ⁻ , iCa ²⁺ , Tca, pH	Cl ⁻	20.0-200.0	≤1,0%
GE300:	K ⁺ , Na ⁺ , Cl ⁻ , Li ⁺	iCa ²⁺	0,1-0,6	≤1,5%
GE300	K ⁺ , Na ⁺ , Cl ⁻ , iCa ²⁺ , pH, TCO ₂ , AG, KT	pH	3.0-11.0	≤0.5%
		Li ⁺	0,2-5,0	≤1,5%

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ionogrammes/12883-analyseur-d-electrolytes-ionogramme-modele-ge-300.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
type_electrolyte - 2 (Na , K)	SOC-GE3002	
type_electrolyte - 3 (Na , K , Cl-)	SOC-GE3003	
type_electrolyte - 4 (Na , K , Cl-, Ca2)	SOC-GE3004A	
type_electrolyte - 4 (Na , K , Cl-, Li)	SOC-GE3004B	
type_electrolyte - 5 (Na , K , Cl-, Ca2 , pH)	SOC-GE3005	
type_electrolyte - 6 (Na , K , Cl-, Ca2 , pH, TCO2)	SOC-GE3006	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com