

FICHE PRODUIT

Objet fluoro fantome 0.9% à 16.7%

Référence : SOC-H975CQI300

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **fluoro fantôme** conforme au **fantôme de TYPE 1** demandé dans la **décision ANSM DG du 08/12/15 pour le contrôle qualité interne (CQI)** de la chaîne d'imagerie en **fluoroscopie**. Les objets haut contraste et bas contraste sont utilisés pour configurer la luminosité et le contraste du moniteur d'affichage où les commandes de contraste et de brillance sont accessibles à l'utilisateur, avant d'effectuer les autres contrôles de qualité d'image. Il est constitué d'une mire de résolution spatiale avec les paires de lignes utilisée pour déterminer la limite de la résolution spatiale du système.

COMPOSITION DU FLUORO FANTOME :

- Une série de 18 objets spots de différentes densités diamètre 8mm (0,9% à 16,7%)
- Une mire de résolution spatiale avec un groupe de 0,5 paire de ligne à 5 paires de lignes par mm réalisée en plomb Ep. 100 microns
- Un objet de résolution haut contraste
- Un objet de résolution bas contraste

Table de correspondance des objets spots disponible sur demande.

DONNEES TECHNIQUES :

- Diamètre de l'objet test : 180mm
- Epaisseur de l'objet test : 9mm
- Matière : Acrylique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fantomes-et-objets-tests-cqi-cqe/13035-objet-fluoro-fantome-0-9-a-16-7.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com