

FICHE PRODUIT



Four de séchage TK12 pour Chromarods, IATROSCAN

Référence : SOC-BI-5101

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **Four de séchage TK12 pour Chromarod**, c'est un mini four de table spécialement conçu pour contenir 1 à 4 cadre porte Chromarods.

Le **TK-12** doit être situé près de l'**automate de chromatographie IATROSCAN** et proche des processus de développement afin de réduire le risque de contamination des Chromarods avec des vapeurs de solvant externes et des particules de poussière.

Le four est utilisé :

- Pour sécher les Chromarods avant d'appliquer les échantillons,
- Pour évaporer la phase mobile des Chromarods après le développement avant l'analyse par scanning dans le MK6s
- Pour enlever l'excès d'eau des Chromarods, après les avoir lavés à l'acide et rincés à l'eau distillée.

L'absence d'un four situé à proximité du IATROSCAN peut produire une source d'erreur provenant de signaux non liés au processus de séparation (par exemple fumée de cigarette, solvants de laboratoire, poussières, etc.)

Le compartiment étroit du four évite d'y introduire d'autres matériels (bêchers, éprouvette, vaisselle diverse) qui risquent de laisser des résidus venant polluer les Chromarods.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Il doit être exclusivement réservé à leur séchage.

Alimentation: 220/240V, 50/60Hz, 700W;

Dimensions: externe: 31(L) x 26(H) x 40(P) cm ; intérieure: 18(L) x 7,4(H) x 29,5(P).

Poids: 12kg

Plage de température: de 60 à 200°C;

Précision en température : ± 2 °C;

Ventilation incorporée;

Capacité en portoirs à chromarods: 1 à 4

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/13191-four-de-sechage-tk12-pour-chromarods-iatroscan.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com