

FICHE PRODUIT



Nettoyant dentaire, EM 060 (ancien EM 070)

Référence : SOC-EM070

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

EM-060 Nettoyant pour prothèse dentaire 500ml

EM-70 est conçu pour **le secteur dentaire**. Il élimine facilement les impuretés sur la prothèse et les orthèses. Convient également pour les pièces en acier inoxydable, les métaux précieux, la porcelaine, le verre et le plastique.

Description du produit

Enleve tous les résidus de ciment et de gypse

Convient aux Prothèses et appareils d'orthodontie. Il est aussi approprié pour le nettoyage des pièces en acier inoxydable, métaux précieux, verre, plastique et porcelaine)

Application: 1-2% EM-060 (en fonction de la quantité) pour 3-10 min. de nettoyage. Bien rincer à l'eau claire après usage !

Information additionnelle

Numéro de produit 17145

Poids 0.6

Litre 0.5

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/nettoyeurs-ultrasons/13288-nettoyant-dentaire-em-070.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com