

FICHE PRODUIT



Aniosyme dd1, nettoyant et pré- désinfectant, 25ml

Référence : SOC- ANI1200097

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

• Indication

Nettoyage et pré-désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicales, des dispositifs médicaux et du matériel endoscopique.

• Propriétés microbiologiques

- Bactéricide.
- Actif sur B.K.
- Actif sur Candida albicans.
- Actif sur les virus HIV-1, de l'Hépatite B et BVDV (Hépatie C).

• Mode d'emploi

- Trempage 5 minutes.
- Brosser si nécessaire.
- Rincer soigneusement.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Usage en bain à ultrason.

- **Dose d'emploi**

Dilution à 0,5%, soit 25 ml pour 5 litres d'eau.

- **Conditionnement**

Carton de 200 doses de 25ml;

- **Condition minimum de vente**

1 Carton.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/1330-aniosyme-dd1-nettoyant-et-pre-desinfectant-25ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com