

FICHE PRODUIT

Mono-distillateur de pailasse 2012 - GFL

Référence : SOC-GFL-2012

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Mono-distillateur de pailasse 2012 - GFL

Le distillateur est utilisé pour les préparations d'échantillons bactériologiques et cliniques, préparations de cultures cellulaires et de tissus, ... il est aussi utilisé pour nettoyage et stérilisation, solutions tampons, etc.

- Bouilleur en acier inox 1.4301, facilement démontable pour vidange et nettoyage
- Condensateur / réfrigérant en acier inox avec protection envers les projections d'eau
- Corps de chauffe en acier inox 1.4301
- Boîtier double enveloppe, en résine d'époxy revêtement électrostatique par poudre
- Protection du corps de chauffe par sécurité manque d'eau par thermostat évitant une marche à sec
- Indication de la température de l'eau par thermomètre
- Sortie du distillat par l'avant en sortie du condenseur
- Entrée et sortie d'eau de refroidissement sur le côté droit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Raccord d'alimentation 1/2 pouce (Ø 12.7 mm), évacuation 1/2 pouce (Ø 12.7 mm)
- Dégazage en oxyde de carbone par tube d'écoulement sur les condenseurs
- Régulateur électronique de niveau avec coupure de l'alimentation quand le réservoir est rempli
- Remise en marche automatique après distribution du distillat
- Détecteur électronique d'impuretés coupant l'alimentation lors de pollution importante de l'eau dans le bouilleur avec alarme lumineuse
- Interrupteur principal lumineux sur la face avant.

Caractéristiques techniques :

- Capacité : 24 L
- Température maximum de l'eau : 25°C
- Matériau : Tôle zinkée (extérieur) Inox (intérieur)
- Dimensions : 780 x 670 x 410 mm (L x H x P)
- Qualité d'eau pure : 2.3 µS/cm
- Alimentation : 400 V triphasé / 50-60 Hz
- Débit : 12 l/h

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/distillateurs/13351-mono-distillateur-de-paillasse-2012-gfl.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com