

FICHE PRODUIT



Lancettes sanguines de sécurité Safe Lite II CE 0459

Référence : SOC-40365011

Points forts

- délais : 48 heures
- Utilisation des lancettes : Réutilisable

Description du produit

Lancettes sanguines de sécurité Safe Lite II CE 0459

Les lancettes sanguines de sécurité Safe Lite II CE 0459, vous permet de prélever facilement et pratiquement sans douleur des petites quantités de sang. Elles sont disponibles en paquets de 100 pièces.

Sécurité d'emploi: L'aiguille est protégée intégralement avant et après l'utilisation.

Convivialité: Prête à l'emploi, utilisation par pression sur le bouton.

Sécurité pour le patient: Usage unique, stérilisation aux rayons gamma.

Confort pour le patient: Aiguille de qualité maximale à trois arêtes ultra tranchantes, pique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

d'une vitesse élevée.

Performances: Divers types de pointes et profondeurs d'incision qui répondent à presque toutes les exigences des prélèvements sanguins capillaires.

Domaine d'application: Taux de glycémie (concentration du glucose dans le sang) et d'autres examens de diagnostic in vitro.

Stérilité préservée pendant 5 ans

Spécificités Techniques :

Ref	Spécifications	Profondeur d'incision	Code couleur
SOC-40365011	18G Lame	1,8 mm	Vert
SOC-40365012	28G Aiguille	1,8 mm	Violet
SOC-40365013	26G Aiguille	1,8 mm	Jaune
SOC-40365014	26G Aiguille	2,4 mm	Bleu
SOC-40365015	21G Aiguille	1,8 mm	Orange
SOC-40365016	21G Aiguille	2,4 mm	Rose

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lancettes-de-securite-a-uu/13836-lancettes-sanguines-de-securite-safe-lite-ii-ce-0459.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Utilisation des lancettes	Réutilisable

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com