

FICHE PRODUIT

Film d'imagerie laser DRYVIEW DVE

Référence : SOC-12532

Description du produit

Film d'imagerie laser DRYVIEW DVE

Le film d'imagerie laser DRYVIEW DVE offre des avantages distincts qui sont clairement visibles. Combinant l'imagerie laser sèche avec des tons bleu / noir légèrement plus bleus et plus agréables, **le film DVE améliore la visibilité de l'image dans les régions à faible densité et à densité plus élevée.** Il dure également plus longtemps, gère plus efficacement et maximise votre inventaire d'approvisionnement en film.

Pour la plupart des imageurs, une simple mise à niveau logicielle suffit pour effectuer une transition transparente vers DVE Film tout en continuant à utiliser votre offre de films actuelle.

Caractéristiques :

Compatible avec certains imageurs laser DRYVIEW, soutenu par un service et une assistance de classe mondiale

Améliore la visibilité de l'image avec un ton d'image légèrement plus bleu pour un bleu plus propre dans les zones à faible densité et un bleu / noir plus agréable dans les régions à densité plus

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

élevée.

Offre une durée de conservation prolongée avec une datation de 24 mois pour éviter les problèmes et les coûts liés aux stocks vieillissants.

Une encoche virtuelle imprimée fournit des bords de film lisses, oriente correctement le film sur les boîtes de visualisation et aide le film à glisser plus facilement dans des enveloppes pour le stockage.

Mettez simplement à niveau le logiciel pour passer à DVE Film tout en continuant à utiliser votre offre de films actuelle.

Spécificités :

Adapté à une gamme d'imageurs et d'applications de radiologie générale

Cinq formats de film sur une base en polyester bleu de 7 mm

Système AIQC adapté aux imageurs laser DRYVIEW

AIQC garantit que le contraste et la densité répondent aux préférences utilisateur prédéfinies

Contrôle qualité effectué sans intervention de l'opérateur pour améliorer la productivité

Stockage et manipulation de films

Le film DRYVIEW DVE non exposé doit être stocké à 39 à 75 ° F (4 à 24 ° C), à 30 à 50% HR, et correctement protégé des rayons X, des rayons gamma ou de tout autre rayonnement pénétrant afin d'obtenir des résultats cohérents.

Les tests effectués selon les méthodes ISO (Organisation internationale de normalisation) indiquent que le film DRYVIEW traité est archivable pendant plus de 100 ans lorsqu'il est conservé à des températures recommandées par l'ISO (maximum 77 ° F / 25 ° C), à 30 à 50% HR - dépassant de loin les exigences pour l'oncologie et applications pédiatriques.

Disponibilité/Emballage:

20 x 25 cm en paquet de 125 films

25 x 30 cm en paquet de 125 films

28 x 35 cm en paquet de 125 films

35 x 43 cm en paquet de 100 films

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/film-de-radiographie-kodak-dvb/13847-film-d-imagerie-laser-dryview-dve.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
dimensions_film_radiographie - 20 x 25 cm	SOC-12532-A	
dimensions_film_radiographie - 25 x 30 cm	SOC-12532-B	
dimensions_film_radiographie - 28 x 35 cm	SOC-12532-C	
dimensions_film_radiographie - 35 x 43 cm	SOC-12532-D	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com