

FICHE PRODUIT

Stéréo microscope trinoculaire Modèle NexiusZoom (MOYEN GROSSISSEMENT)

Référence : SOC-NZ1903S

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Stéréo microscope trinoculaire Modèle NexiusZoom (MOYEN GROSSISSEMENT) Modèle NZ.1903-S

Le microscope stéréoscopique nexiuszoom permet de parcourir votre montre avec grande précision et générer des drapeaux qui facilitent les observations les plus exigeantes sur les applications de microscopie. Ce microscope avec haut niveau de zoom, est parfait pour l'analyse de tous types de surfaces de matériaux ou bien pour observer et préparer des échantillons .

- Produit : Loupe crépuscule NEXIUS Zoom 1902 s
- Poids : 4.900 gr
- Revêtements : traitements anti-hongos et anti-reflexivos
- Accessoires (fournis) : oculaires grand angle HWF 10 x 22 mm de fusible de rechange étui de protection câble d'alimentation

Spécifications Techniques :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Microscope trinoculaire à zoom stéréo NexiusZoom, objectif zoom 0,67x à 4,5x, grossissement de 6,7x à 45x avec support à pignon et crémaillère.

Illuminations LED incidentes et transmises de 3 W

Paire d'oculaires grand champ HWF10x / 22mm sans œillets Tête trinoculaire avec tubes inclinés à 45 ° Réglage dioptrique $\pm 5^\circ$ sur deux tubes.

Distance interpupillaire réglable entre 54 et 75 mm Objectif zoom 0,67x à 4,5x, grossissement de 6,7x à 45x Champ de vision de 33 mm à 4,9 mm.

Distance de travail 110 mm Support crémaillère et pignon ergonomique.

Hauteur maximale de l'objet 58 mm Fourni avec une plaque de scène opaque, une plaque de scène blanche / noire et 2 pinces à objet Éclairage LED incident et transmis 3 W avec alimentation interne Les deux intensités d'éclairage peuvent être réglées séparément Fourni avec un cache-poussière dans un boîtier en polystyrène

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/13963-loupe-binoculaire-moyen-grossissement-modele-nz-1903-s.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com