

FICHE PRODUIT



Deltaswab milieu Virus liquide stérile

Référence : SOC-DSWABVR15

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Deltaswab milieu Virus liquide stérile

DESCRIPTION :

Les Deltaswab sont indiqués pour les milieux virus liquide stérile. Ils servent au Recueil et transport des échantillons microbiologiques contenant des virus.

Avantages

- Le milieu Virus contient des antibiotiques qui inhibent la croissance des bactéries et des champignons, en assurant la récupération de l'échantillon
- Conservation des virus jusqu'à 96 heures à température ambiante
- Conçu pour l'ensemencement microbiologique traditionnel (manuel)
- Compatible avec les dispositifs automatisés d'ensemencement d'échantillons
- Compatible avec les techniques de biologie moléculaire

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Condition minimum de vente: 100 pcs

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-fond-rond-bord-droit/14116-deltaswab-milieu-virus-liquide-sterile.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
tub_embout - Standard	SOC-DSWABVR1S-A	
tub_embout - Nazopharyngé flexible	SOC-DSWABVR1N	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com