


FICHE PRODUIT

Thermomètre ThermoFlash LX 260 T

Référence : SOC-481447

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **thermomètre ThermoFlash LX 260 T** est un thermomètre électronique médical infrarouge révolutionnaire. D'une utilisation simple, il mesure la température corporelle à une distance de 5 à 8 cm, en moins d'une seconde.

Son écran LCD de contrôle vert, orange ou rouge vous indique en couleur le résultat de la prise de température pour un meilleur diagnostic. Sa fonction vocale indique également la température ambiante de la pièce.

Rapide et précis, il suffit d'orienter le ThermoFlash vers le front pour obtenir la température instantanément.

FONCTIONNALITÉS :

- Mesure la température corporelle instantanément
- Répétition des prises immédiates
- Toujours prêt à l'emploi
- Écran «diagnostic colors»
- Fonction vocale Français / Anglais / Espagnol
- Prise de température sans réveiller l'enfant
- Mémorisation des 32 dernières prises de température
- Pas de contact donc pas de désinfection nécessaire
- Convient également aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Utilisation complémentaire pour vérifier la température du biberon, du bain...

SPÉCIFICATIONS :

- Conditions normales d'utilisation : 10°C ~ 40°C
- Taux d'humidité : + 85%
- Affichage de la mesure : °F or °C
- Résolution d'affichage : 0,1 °C
- En mode Body : de 32° à 42.9° C
- En mode Surface Temp : de 0° à 60°C.
- Consommation : + 50 Mw
- Précision : $\pm 0,2$ °C
- Distance de mesure : 5 cm (2in)
- Arrêt automatique : 5 sec
- Puissance : DC3 V (2 batteries AA)
- Dimensions (L x l x H) : 220 x 145 x 48 mm
- Poids : 320 g

DIAGNOSTIC DE PRISE DE TEMPÉRATURE

- 36,3°C à 37,3°C : T° Normal
- 37,4°C à 37,9°C : T° Moyenne à surveiller
- 38°C et plus : T° Fièvre

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/thermometres-medicaux/14119-thermometre-thermoflash-lx-260-t.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com