

FICHE PRODUIT

Lames de laryngoscope HEINE à usage unique Macintosh 2 Non stérile (par 25)

Référence : SOC-406809

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Ces lames de laryngoscope à usage unique Heine XP servent à dégager l'orifice glottique et permettent le passage de la sonde lors des intubations trachéales.

Elles s'accrochent très facilement sur les poignées de laryngoscopes à fibre optique standards normalisée ISO 7376-3 (reconnaissables à la bague verte dont elles sont équipées).

Ces lames en polycarbonate ont un profil optimisé pour faciliter l'intubation et des bords arrondis pour réduire les risques de blessures.

Avec leur rigidité de torsion extrême, elles sont pratiquement incassables. Elles ne gèlent pas et ne collent pas à la langue en cas de basse température.

Grace à leurs fibres optiques, elles dispensent une lumière LED d'une grande qualité procurant à l'opérateur une excellente visibilité de la cavité buccale.

Ces lames de laryngoscope Heine XP sont à usage unique, pour éviter les infections croisées entre deux patients. En outre, en position pliée, la pointe de la lame ne peut pas toucher la poignée ; l'hygiène est maximale.

Les lames non-stériles sont emballées individuellement et présentées en distributeur de 25 pour être immédiatement prêtes à l'emploi.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/laryngoscopes-classiques-et-a-fibres-optiques/14158-lames-de-laryngoscope-heine-a-usage-unique-macintosh-2-non-sterile-par-25.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com