

FICHE PRODUIT



Générateur de radiographie intra-Oral RIX-70DC

Référence : SOC-RIX70DC

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Générateur de radiographie intra-Oral RIX-70DC

Le **RiX-70 DC** fonctionne de manière appropriée dans une plage de 100 à 240 V. Le système électrique détecte automatiquement la puissance en watts, permettant un fonctionnement sûr et correct avec chaque tension.

Point focal 0,4 mm

La base d'un diagnostic précis est une bonne image. Le **RiX-70 DC** avec point focal 0,4 mm vous offre des images incroyablement claires avec une plage de contraste élevée.

Réduction de la dose de rayonnement

Le générateur haute fréquence permet la stabilité du rayonnement en éliminant le rayonnement doux qui ne produit pas d'images mais peut être nocif pour le patient.

Sélecteur de tension de tube

Le RiX-70 DC fonctionne à 60, 65 ou 70 kV permettant d'atteindre d'excellents résultats pour satisfaire vos besoins:

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Tension 60 kV pour la détection des caries ou les applications parodontales; 70 kV pour les applications endodontiques, y compris la visualisation des canaux, la détection des fractures radiculaires et le diagnostic des lésions périapicales dues à une inflammation pulpaire.

Deux versions disponibles

Deux versions, murale et mobile, permettent l'opération dans différents espaces.

Deux bras de support différents vous offrent la possibilité de multiples applications. Choisissez entre 60 et 80 cm de longueur de bras.

Réglage automatique du temps d'exposition de 0,01 à 2,0 secondes, selon les caractéristiques du patient et de la dent

Tête de tube compacte et légère.

Bras de support stable et solide.

Interrupteur à main fourni avec cordon enroulé de 3 mt

Télécommande claire et intuitive (en option)

Collimateur rectangulaire 35 x 43 mm (en option).

Clavier supplémentaire installé près de la tête du tube, pour le réglage manuel du temps d'exposition et du type de dent.

Depuis le panneau de commande, vous pouvez facilement:

Sélectionnez les paramètres d'exposition en fonction de la morphologie du patient, du type de dent et du récepteur d'image.

Adaptez la dose de rayonnement à des valeurs inférieures ou supérieures.

Modifiez le temps d'exposition pour le numérique ou le film.

Choisissez entre 60, 65 ou 70 kVp

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/radiographie-dentaire/15020-generateur-de-radiographie-intra-oral-rix-70dc.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
panoramiq_dent_config - mural/standard	SOC-RIX70DCA	
panoramiq_dent_config - mural/télécommander	SOC-RIX70DC1	
panoramiq_dent_config - mobile/standard	SOC-RIX70DC2	

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com