

FICHE PRODUIT



Scanner de plaque de phosphore Modèle READ-DL

Référence : SOC-RE00DL

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Scanner de plaque de phosphore Modèle READ-DL

Connectez directement à votre ordinateur et lancez la numérisation; une fois que vous avez inséré la plaque dans la fente, Reader reconnaît automatiquement la taille de la plaque et les images HD seront dans votre ordinateur en quelques secondes. Trois voyants LED indiqueront l'état du processus.

Le lecteur a un adaptateur d'alimentation interne pour fonctionner de 100 à 220 V.

Capteur TDI CCD

Reader n'a pas besoin de grands espaces pour l'installation. L'ensemble du système est merveilleusement compact, mesurant seulement 17 x 19 x 30 cm. Vite

Reader fournit des images numériques très précises à n'importe quel PC en moins de 20 secondes: seulement dix secondes pour numériser et cinq secondes pour nettoyer les plaques pour une nouvelle image.

Abordable

Le lecteur est une option rentable pour toute pratique. Il fonctionne parfaitement avec votre

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

générateur de rayons X AC ou DC traditionnel, fournissant des images de haute qualité pour un diagnostic précis. Le lecteur permet d'obtenir des images HD claires à plusieurs reprises en utilisant la même plaque, sans coût supplémentaire de traitement du film: aucun produit chimique, processeur de film ou pièce sombre nécessaire.

Avec lecteur

Profitez du meilleur des plaques phosphorescentes

Avec une surface 100% active, des coins arrondis et une facilité d'utilisation sans câble, les plaques phosphorescentes Ils sont créées pour le confort de votre personnel et de vos patients.

Les plaques sont livrées avec le système exclusif de double garde: les manchons hygiéniques offrent une barrière efficace contre les infections croisées et le couvercle de protection aide à prolonger la durée de vie utile de la plaque.

Les plaques phosphorescentes peuvent être réutilisées des centaines de fois et sont aussi faciles à utiliser que le film conventionnel.

Les plaques phosphorescentes Trident sont disponibles en quatre tailles, idéales pour toutes les utilisations cliniques:

Taille 0 31 x 22 mm, 726 x 1024 pixels

Taille 1 40 x 24 mm, 792 x 1321 pixels

Taille 2 41 x 31 mm, 1024 x 1354 pixels

Taille 3 54 x 27 mm, 891 x 1783 pixels

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/radiographie-dentaire/15026-scanner-de-plaque-de-phosphore-modele-read-dl.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com