

FICHE PRODUIT

Moniteur de signes vitaux Modèle Dinamap V100

Référence : SOC-DIV10000

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

CE PRODUIT N'EST PLUS COMMERCIALISÉ, NOUS VOUS PROPOSONS SOC-MSVV6

Moniteur de signes vitaux Modèle Dinamap V100

Dans les services généraux / chirurgicaux, les **signes vitaux** d'un patient doivent être vérifiés régulièrement pour surveiller leur état avant et après le traitement. Afin de pouvoir soigner efficacement un grand nombre de patients, un moniteur de signes vitaux rapide, fiable et facile à utiliser est indispensable.

Le moniteur de signes vitaux CARESCAPE™ V100 vous accompagne d'un patient à l'autre et permet d'enregistrer les signes vitaux de tous vos patients sur un seul appareil mobile. Le moniteur CARESCAPE V100 vous assiste dans l'administration de Clinical Information Logistics™ grâce à son utilisation rapide, sa précision et ses possibilités de connexion flexibles en collectant les informations correctes au point de service et en les rendant disponibles pour une récupération ultérieure à n'importe quel endroit. Vous disposez donc d'un système d'intelligence clinique avec des informations pertinentes permettant des décisions médicales rapides et fondées.

Le tensiomètre DINAMAP® CareScape V100 est destiné aux mesures de routine. Le DINAMAP® CareScape V100 fonctionne selon la méthode de mesure oscillométrique et est validé par rapport à

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

la mesure auscultatoire à laquelle vous êtes habitué. L'utilisation quotidienne du DINAMAP® CareScope V100 dans les mesures de routine signifie pour vous: Une mesure rapide, facile, précise et fiable de la systole, de la diastole, de la pression artérielle moyenne et de la fréquence du pouls par simple pression d'un bouton.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit



<https://www.socimed.com/moniteurs-multiparametres/15042-moniteur-de-signes-vitaux-modele-dinamap-v100.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com