

FICHE PRODUIT



Carbol Fuchsine 1000mL

Référence : SOC-HS015

Points forts

- délais : 5 Jours

Description du produit

Carbol Fuchsine

Méthode : Mycobactéries (TB) acido-résistantes

Stockage: 15 - 30 °C

Conditionnement minimum : Flacon de 1000 mL

Usage prévu:

Les colorations de tuberculose (TB) sont utilisées afin de réaliser des colorations de cultures ou d'échantillons suspectés de contenir des mycobactéries, pour le diagnostic précoce d'infection mycobactérienne et sa caractérisation.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/mycologie/15507-carbol-fuchsine-1000ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	5 Jours

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com