

FICHE PRODUIT



Seringue Terumo 03 pièces 50ml embout luer excentré

Référence : SOC-SS50ES1

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Description de la Seringue Terumo® 3 pièces 50ml embout luer excentré

- Seringue Terumo® 3 pièces sans aiguille stérile
- Application : Injection ou prélèvement
- Avantage visuel : cette seringue offre une transparence exceptionnelle et possède des graduations très lisibles
- Sécurité et biocompatibilité : le joint en élastomère synthétique inerte garanti sans latex, minimise les risques d'interaction avec le produit injecté
- Le piston muni d'un joint à double lèvres assure une étanchéité parfaite
- Le joint élastomère facilite la mobilité du piston dans le corps de la seringue
- L'épaisseur optimale du joint permet une mobilité du piston sans effort et sans à coup
- Bourrelet d'arrêt interne en haut du corps pour éviter la sortie du piston en bout de course

Spécification technique de la Seringue Terumo® 3 pièces 50ml embout luer excentré

-
- Niveau de stérilité : Stérile - Oxyde d'éthylène

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Volume : 50 ml
- Embout : Exentré, Luer
- Pas de présence de latex
- Apyrogène
- Impression noire ou bleue
- L'intérieur du corps de la seringue et le joint sont siliconés
- Corps et piston : polypropylène
- Joint : élastomère thermoplastique
- Conditionnement de vente : 25 pcs

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues-terumo/15803-seringue-terumor-3-pieces-50ml-embout-luer-excentre.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com