

FICHE PRODUIT

Désinfectant par voie aérienne **ASEPTANIOS AD** bidon de 5L

Référence : SOC-2122795UG

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

SECURITE

- Produit sans aldéhyde, sans métaux lourds
- Produit à base d'acide peracétique: maîtrise de la corrosion
- Procédés ASEPTANIOS AD – AEROSEPT COMPACT 250 / AEROSEPT 500 validés

EFFICACITE

- Large spectre dès 30 minutes
- Ne laisse pas de trace au séchage, ni aucun film gras sur les surfaces après aérosolisation

SIMPLICITE

- Produit prêt à l'emploi
- Calcul automatique du temps de
- diffusion par l'AEROSEPT COMPACT 250 et l'AEROSEPT 500

INDICATIONS

Désinfection par voie aérienne des surfaces et du matériel médical préalablement nettoyés.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

CARACTERISTIQUES

- Utilisation hors présence humaine
- Solution limpide incolore
- Utilisable dans les diffuseurs AEROSEPT COMPACT 250 et AEROSEPT 500
- Consommation : 7 ml / m³

MODE D'EMPLOI : Utilisation hors présence humaine.

- Insérer le bidon dans l'AEROSEPT COMPACT 250 / l'AEROSEPT 500.
- Placer l'appareil dans un angle de la pièce, préalablement nettoyée.
- Ajuster la programmation en calculant le volume à traiter.
- Activer l'AEROSEPT COMPACT 250 / l'AEROSEPT 500 et quitter la pièce.
- La diffusion se déclenche.
- Le temps de diffusion est automatiquement calculé selon le volume que vous aurez affiché.
- Respecter le temps de contact selon l'activité antimicrobienne recherchée
- Puis s'équiper d'un masque de protection pour entrer dans la pièce.
- Ventiler la pièce efficacement (5 renouvellements d'air) avant réutilisation de la pièce.

NB : S'assurer auprès des Laboratoires ANIOS de la compatibilité du produit avec les matériaux sensibles aux oxydants.

COMPOSITION

Solution stabilisée d'acide péracétique

(N° CAS 79-21-0 : +/- 1200 ppm) et de peroxyde d'hydrogène.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Etablies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Stockage : entre +5°C et 25°C EN POSITION VERTICALE.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces (Groupe 1-TP 2)- usage réservé aux professionnels.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Le procédé ASEPTANIOS AD - AEROSEPT 500 est efficace selon la norme Française NF T 72-281 (bactéricide, mycobactéricide, fongicide, virucide, sporicide) – 7ml/m3 - 55°C

Actif sur	AEROSEPT 500 : 7ml/m3 à +20°C	
	Réduction	Temps de contact
Bactéries •Pseudomonas aeruginosa •Staphylococcus aureus •Escherichia coli •Enterococcus hirae	≥ 6 log	30 min.
Mycobactéries	≥ 6 log	60 min.
Levures •Candida albicans	≥ 6 log	15 min.
Moisissures •Aspergillus niger	≥ 6 log	120 min.
Virus •Poliovirus •Adénovirus •Norovirus MNV	≥ 4 log	60 min.
Spoires de bactéries •Bacillus subtilis	≥ 4 log	120 min.

La solution ASEPTANIOS AD est bactéricide (EN 1040, EN 1276, EN 13697), fongicide (EN 1275, EN 1650, EN 13697), mycobactéricide (EN 14348, EN 13697), virucide (EN 14476), sporicide (EN 13704).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Le procédé ASEPTANIOS AD – AEROSEPT COMPACT 250 est efficace selon la norme Française NF T 72-281 – 7ml/m3 - 55°C.

CONDITIONNEMENTS

bidon de 5 litres

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/les-desinfectants-par-voie-aerienne/16160-desinfectant-par-voie-aerienne-aseptanios-ad-bidon-de-5l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Documents associés

- ASEPTANIOS AD

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com