

FICHE PRODUIT



Kit d'inactivation des pathogènes dans le plasma

Référence : SOC-311222

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

SPÉCIFICATIONS DU PROCESSUS:

Préparation avant illumination (connexion stérile, filtration plasma, dilution MB, purge, scellement)

Durée totale: 15 min 30 s

Temps de manipulation: 4 min

Processus d'illumination (chargement, cycle, étiquetage, déchargement)

Temps total d'occupation de l'illuminateur: 16 min 45 sec

Temps de manipulation: 1 min 45 sec

Préparation après illumination (transfert, purge, obturation)

Durée totale: 12 min 40 s

Temps de manipulation: 40 sec

TEMPS TOTAL DE TRAITEMENT: 44 min 55 s

TEMPS TOTAL DE PRISE EN MAIN: 6 min 25 sec

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

DÉBIT DU PROCESSUS

Conception : 1 ETP* / 3 MacoTronic B2

Cadence horaire 18,25 sacs/heure

Débit journalier 146 sacs/jour**

Débit annuel 37 960 sacs/an**

* ETP = équivalent temps plein

** 8 heures par jour, 260 jours travaillés par an

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/banques-de-sang/16220-kits-jetables-theraflex-mb-plasma.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com