

FICHE PRODUIT

Fauteuil de prélèvement sanguin Modèle PYYDCS

Référence : SOC-01PYYDCS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Tab 1

DESCRIPTION**Structure principale**

Le fauteuil de dialyse manuel PYYDCS intègre de nombreuses fonctions, telles que s'asseoir, s'allonger, s'incliner et s'incliner. Différentes positions peuvent être facilement réalisées en ajustant les boutons pour répondre aux différentes exigences des utilisateurs.

Principales caractéristiques du produit

- Réglage pneumatique et hydraulique : utilisation d'un ressort à gaz fiable.
- Réglage multi-positions. Réglage du dossier, du repose-jambes et de la position de Trendelenburg par ressort à gaz.
- Conception humanisée: conception réfléchie, couleur fraîche, réduit efficacement la tension des patients.

Spécification

Modèle : PYYDCS

Longueur totale : 1960 mm±20mm

Largeur totale avec accoudoirs : 940 mm±20mm

Largeur d'assise : 600 mm ± 20 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Longueur dossier : 860 mm $\pm$ 20mm
Longueur du siège : 520mm $\pm$ 20mm
Longueur repose-jambes : 540mm $\pm$ 20mm
Hauteur d'assise : 600mm $\pm$ 20mm
Dimension de l'accoudoir : L550*W150*D60mm $\pm$ 20mm
Hauteur accoudoir et siège : 190mm $\pm$ 20mm
Dimensions du châssis : 930 mm $\times$ 770 mm $\pm$ 20 mm
Roulette : 4x ϕ 100mm roulettes pivotantes avec freins séparés
Oreiller : 400 mm $\times$ 230 mm $\times$ 80 mm $\pm$ 20mm
Charge maximale de sécurité : 240 KGS
Poids : 70 KG $\pm$ 3 KG
Charge maximale table alimentaire : 10 KGS
Ajustement du dossier : (-12° ~ 75°) $\pm$ 5 °
Réglage repose-jambes : (-75° ~ 12°) $\pm$ 5 °
Cuir : Cuir PVC
Coussin : Éponge
Châssis : Acier Q235
Environnement de stockage : Température : -20°C~60°C, humidité relative : 10%~85%
Environnement de fonctionnement Température : 0°C~35°C, humidité relative : 10%~85%

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuils-de-prelevements/16223-fauteuil-de-prelevement-sanguin-modele-pyydcs.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com