

FICHE PRODUIT

Salle complète de radiographie numérisé OS/POUMONS, Modèle YSX500D

Référence : SOC-X50017

Description du produit

- DESCRIPTION

Salle complète de radiographie numérisé OS/POUMONS, Modèle YSX500D

1 générateur haute fréquence

- Fonctions : radiographie numérique à rayons X, radiographie à filtre à rayons X, radiographie sur support buck, ARP et AEC.
- Puissance électrique nominale : 50 kW
- Tension du tube : 40kV~150kV
- Courant du tube : 10 mA ~ 630 mA
- Temps : 2ms~10s 1,6 mA : 0,1 mA ~ 630 mA
- Fréquence de travail : $\geq 400\text{kHz}$
- Panneau de commande : écran tactile LCD

2 tubes à rayons X

- Max. Tension des tubes : 150 kV 2.2 Mise au point : Petite mise au point : 0,6 mm ; Grande mise au point : 1,2 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Puissance d'entrée de l'anode : petite mise au point 19 kW, grande mise au point 50 kW
- Angle cible : 12° 2,5 tr/min d'anode : 2800 tr/min
- Capacité calorifique : 150kHU

3 Détecteur à écran plat

GOS & Csl

Taille : 35 × 43 cm (14 × 17 pouces)

3,3 pixels : 140 µm Matrice 3,4 pixels : 2560 × 3072 Conversion A/N 3.5 : 16 bits

4 Table de radiographie

- Taille : 2100 mm × 825 mm × 655 mm (LxlxH)
- Gamme mobile horizontale : ≥ 250 mm ;
- Plage de déplacement longitudinal : ≥ 825 mm ;
- Verrouillage de table : Verrouillage électromagnétique, force de freinage ≥ 100 N, avec interrupteur à pédale, flexible et pratique.
- Avec contrôle électrique ou manuel du mouvement mécanique, et il y a une fonction d'alignement de suivi automatique avec le tube à rayons X et le détecteur.
- Taille de la grille : $\geq 15" \times 18"$; Distance de mise au point de la grille : $f_0 = 100$ cm ; Rapport de la grille : $r = 10 \square 1$; Densité de la grille : $N = 103$ lignes/pouce
- Colonne tubulaire:
 - Structure sécurisée et solide
 - Rotation de la colonne : $\geq \pm 180^\circ$
 - Plage de déplacement le long de la table : ≥ 1575 mm, peut être verrouillée à tout moment
 - Tube se déplaçant vers le haut et vers le bas : $930 \text{ mm} \pm 10 \text{ mm}$, un être verrouillé à tout moment
 - Rotation du tube : $\geq \pm 180^\circ$ 4.7.6 Max. Distance de la mise au point du tube au film : $\geq 1200 \text{ mm} \square$

5 Support Bucky

- Plage de déplacement haut et bas : ≥ 1200 mm ;
- Au max. Hauteur, la distance entre le sol et le centre de la boîte est ≥ 1500 mm ;
- Taille de la grille : $18 \times 18 \square$ Mise au point de la grille : $f_0 = 180$ cm ; Rapport de la grille : $r = 10 \square$

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

1 ; Densité de la grille : N = 103 lignes/pouce

6 Collimateur :

Flexible et pratique à utiliser, et n'importe quelle taille de champ de radiographie rectangulaire est disponible.

Liste de colisage (YSX500D)

1 générateur haute fréquence

1 panneau de commande

1 tube à rayons X 1 Collimateur

1 jeu de détecteur à écran plat avec logiciel 14 x 17

1 support Bucky

1 table de radiographie

1 poste de travail (ordinateur)

2 réseau 18" x 18"

1 Câble Haute Tension : 75kV

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-de-radiographie/16330-salle-complete-de-radiographie-numerise-direct-os-poumons-modele-ysx500d.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com