

FICHE PRODUIT



pousse seringue une voie modèle P500

Référence : SOC-21111

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Pousse seringue une voie modèle P500

Caractéristiques du pousse seringue une voie

Mécanisme de pompage : Transmission à vis

Dimensions : 314 x 167 x140 mm

Poids approximatif : 2.5kg

Classification de l'étanchéité à l'eau : IPX3

Seringue & précision

Détection automatique de la taille de la seringue : Applicable à 10, 20, 30, 40, 50/60ml

Perche à perfusion : Acceptable pour tous les types de perches à perfusion

Increment de débit : 0.1-1ml/h (0.1ml/h incréments)

0,1-9999ml, □1000ml par incréments de 0,1ml, ≥1000ml par incréments de 1ml.

Plage de débit : 0.1-400ml/h pour une seringue de 10ml

0.1-600ml/h pour une seringue de 20ml

0.1-900ml/h pour une seringue de 30ml

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

0.1-1300ml/h pour une seringue de 50/60ml

Bolus/débit de purge : 400ml/h réglable pour une seringue de 10ml

600ml/h réglable pour une seringue de 20ml

900ml/h réglable pour une seringue de 30ml

1300ml/h réglable pour seringue de 50/60ml

Précision du débit : $\pm 2\%$ (précision mécanique $\leq 1\%$)

Mode d'injection : Mode facile; débit (ml/min, ml/h); basé sur le temps; poids corporel (mg/kg/min, mg/kg/h, ug/kg/min, ug/kg/h)

Anti-bolus : Le système anti-bolus réduit la pression en cas de relâchement soudain de l'occlusion.

Sensibilité à l'occlusion (volume d'alarme) : 3 niveaux (Haut/Moyen/Bas)

Alarmes

Alarme sonore et visuelle : 12 types d'alarme : Occlusion, presque vide, fin du programme, batterie faible, batterie vide, coupure de courant, dysfonctionnement du moteur, dysfonctionnement du système, alarme de rappel, erreur du capteur de pression, erreur d'installation de la seringue, chute de la seringue.

Énergie et environnement

Alimentation électrique (CA) : 220 $\pm$ 22/110V (en option) 50/60 Hz

Batterie (DC) : 9,6 $\pm$ 1,6V, Ni-MH, rechargeable

Durée de vie de la batterie, fonctionnement, charge : Ni-MH/ 7 heures (à 5ml/h) / plus de 10 heures

Consommation électrique : ≤ 15 VA

Classification de sécurité : Classe II, Type CF

Température de fonctionnement : 5-40°C

Humidité relative de travail : 20-90% (sans condensation)

Pression atmosphérique : 860-1060 hpa

Température de stockage : -20-+50°C

Fonction étendue

Bibliothèque de médicaments : Disponible, 67 médicaments prescrits

Consommables configurés en standard

Accessoire standard : 1 pc seringue de 30ml

En option : Perche à perfusion

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pousse-seringues-medicaux/16355-pousse-seringue-p500.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com