

FICHE PRODUIT



Vélo d'exercice ergomètre EUROBIKE 3200

Référence : SOC-EUB3200

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

L'ergomètre médical **EURObike 3200** est la référence dans le domaine des tests de stress et de la rééducation. L'excellent frein à courant de Foucault avec un couple contrôlé par ordinateur assure une charge de travail indépendante.

Ce contrôle se traduit par une sensation de pédalage très agréable, permettant au patient d'exploiter pleinement ses performances.

Le mécanisme, constitué de composants de pointe, fonctionne presque sans bruit, même à grande vitesse.

L'**EURObike 3200** gère la charge de travail automatiquement ou manuellement, et une connexion à un PC ou à une station de travail Stress-Test est également disponible.

Les caractéristiques les plus pertinentes de l'**EURObike 3200** :

- Accès facile pour chaque utilisateur
- Construction robuste, en acier et en aluminium

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

-
- Siège très confortable, avec réglage facile de la poignée et du siège.
 - Charge de travail de 1 à 999 W
 - Étonnamment silencieux, grâce à la ceinture exclusive Poly-V®.
 - en option** : moniteur automatique de NIBPM, Configuration pédiatrique

Données techniques de l'EURObike 3200 :**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Charge de travail	-piloté par un système externe : 1 - 999 W, résolution 1 W -autonome : 1 - 999 W, résolution 5 W
Frein	Electromagnétique, piloté par microprocesseur et indépendant de la vitesse de rotation
Precision	± 3% pas moins de 3 W (20-800 W, 30-130 rpm)
Affichage	-Ecran graphique LCD 57x43 mm, pour afficher la fréquence cardiaque, la charge de travail, le temps, la SpO2, la pression sanguine. -Affichage spécifique pour le patient, pour indiquer la vitesse de pédalage actuelle. -L'unité de commande peut tourner librement de 180°
Gestion de la charge de travail	1. modalité à distance - l'ergomètre est piloté par un système externe 2. modalité automatique - l'ergomètre est autonome, le contrôleur intégré gère le paramètre choisi par l'utilisateur : · durée de la scène : 1 - 10 mins · incrément de charge de travail : 5 - 100 W 3.modalité manuelle - la charge de travail est contrôlée manuellement
Interfaces	-interface RS232 opto-isolée pour PC ou autres systèmes externes -interface USB ou Bluetooth en option
Ergonomie	-poids maximal du patient 160 kg (200 kg avec le stabilisateur en option) -taille du patient 120 - 210 cm -continu, progressif à hauteur de selle ou motorisé (en option) -continu, progressif hauteur du guidon -rotation continue du guidon à 360
Taille et poids	base 45x83 cm ; poids 60 kgs environ.
Puissance	230 V ~ 50 - 60 Hz, 115 V ~ 50 - 60 Hz. conforme à la norme CISPR 11, groupe 1, classe B. Consommation électrique maximale de 28 W
Règlementation	conforme à EN 60601-1, DIN 13405, DIN VDE 0750-238
Options	-configuration pédiatrique -sellette horizontale -Interface USB ou Bluetooth -Moniteur PNI intégré -Moniteur SpO2 intégré -Tablette Android pour les tests de stress ou la rééducation -Stabilisateur de base (poids maximal du patient 200 kg)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/16364-velo-d-exercice-ergometre-eurobike-3200.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com