

FICHE PRODUIT



ARTROMOT-E2 pour le coude

Référence : SOC-ARTROE2

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

INDICATIONS :

- Arthrotomies, arthroscopies combinées à une synovectomie ou une arthrolyse.
- Fractures traitées chirurgicalement et pseudarthroses.
- Ostéosynthèses stables, aptes à supporter les exercices.
- Implantation d'endoprothèses.
- Après une mobilisation de l'articulation pendant une anesthésie.
- Reconstructions des tendons des biceps traités chirurgicalement.
- Interventions sur les tissus mous adjacents à une articulation.

Amplitude du mouvement :

Extension/flexion -5° / 0° / 140°

Pronation/supination 90° / 0° / 90°

Fonctions :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Commande du moteur MARCHE / ARRET pour un mouvement isolé Extension/Flexion ou Pronation/Supination
Synchronisation des moteurs MARCHE / ARRET
Vitesse 1% - 100%
Minuterie 1 minute - 24 heures / Mode continu
Pauses 0 - 60 minutes
Inversion de la charge par paliers (moteurs A et B séparés) 1 - 25 / Commutation de sécurité
Durée totale de la thérapie Enregistrement de la durée totale du traitement
Programme d'échauffement Pour amener en douceur le patient vers l'amplitude de mouvement maximale
Carte à puce patient Pour l'enregistrement des paramètres de traitement
Nouveau patient Pour le réglage de base pour les nouveaux patients
Programme ISO Motion Permet un exercice séparé des deux sens de mouvement
Répétition sur les derniers degrés (EX/PRO - FLEX/ SUP) Augmente la fréquence de mouvements sur les derniers degrés
Allongement (EX - FLEX - PRO - SUP) Permet d'augmenter endouceur l'amplitude de mouvement
Suivi du déroulement de la thérapie Affche le déroulement de tout le traitement (abduction et adduction/ rotation interne et rotation externe)
Verrouillage des touches Empêche une modification non souhaitée des paramètres de traitement
Réglage pour le transport Met les moteurs en position de transport

Encombrement de l'ARTROMOT®-E2 :
Poids 28,7 kg
Dimensions 87,5 x 57,5 x 58 cm
Encombrement de l'ARTROMOT®-E2 compact :
Poids 17 kg
Dimensions 87,5 x 57,5 x 29 cm
Pronation et Supination

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/16407-artromot-e2-pour-le-coude.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com