

FICHE PRODUIT



TROCART Myélogramme Enfant

Référence : SOC-180358

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

TROCART Myélogramme Enfant (en boîte de 10)

Aiguille pédiatrique pour ponction médullaire est idéale pour la thérapie intraosseuse. En plus de l'aspiration simple et efficace de la moelle osseuse chez les patients pédiatriques, l'aiguille peut être utilisée pour accéder aux cavités médullaires lors du lancement de perfusion de réanimation.

Disponible en :

- **Aiguille pédiatrique pour ponction médullaire 18G x 3,58cm avec raccord luer lock**
- **Aiguille d'aspiration de moelle osseuse 16G x 6,8cm max. connecteur luer lock sur la poignée 23x20x12cm**

Caractéristiques du TROCART Myélogramme Enfant

Matière : Acier inoxydable

Poids Brut kg :0.6

Procédure interventionnelle : Biopsie ostéo médullaire (BOM)

Stérile : Stérile EO

CE : DM Classe IIa

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Description

Aiguille d'aspiration de moelle osseuse (bte 10)

Cette aiguille d'aspiration est indiquée pour l'aspiration de moelle osseuse dans le sternum ou la crête iliaque.

Ce système d'arrêt de l'aiguille peut-être enlevé en cas d'aspiration au niveau de la crête iliaque.

Bénéfices du produit :

- Connecteur "luer lock" sur la poignée pour la connexion sécurisée d'une seringue
- Un système de contrôle de la profondeur de pénétration ajustable et amovible.
- Utilisation possible par voie iliaque en retirant la butée réglable.

Composition du dispositif :

- Stylet (Acier inoxydable)
- Canule (Acier inoxydable)
- Hub du stylet (Plastique ABS)
- Hub canule (Polycarbonate)
- Gaine (LDPE)

Informations supplémentaires :

- Dispositif médical stérilisé à l'oxyde d'éthylène
- Dispositif médical à usage unique
- Absence de latex
- Absence de phtalates (DHP)

Précautions d'emploi :

- Vérifier l'intégrité du protecteur de stérilité avant usage.
- Utiliser avant la date limite d'utilisation.
- Stocker dans un endroit sec et frais.
- Ne pas restériliser : à usage unique.
- Se conformer à la notice d'utilisation.

Conditionnement :

- Boîte de 10 unités

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles-et-seringues/16420-trocart-myelogramme-enfant.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com