

FICHE PRODUIT

REACTIFS POUR GALERIE API 20 E SUSPENSION MEDIUM 5ML

Référence : SOC-S68230

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

RÉACTIFS POUR GALERIE API 20 E

API SUSPENSION MEDIUM 5ML (100 AMPOULES)

est destiné à étudier le métabolisme oxydatif ou fermentatif du glucose par les bactéries. Il est utilisé en complément des galeries API® 20E pour l'identification des bactéries correspondantes.

PRINCIPE

La faible teneur en peptone et la forte concentration en glucose permettent d'utiliser API SUSPENSION MEDIUM 5ML pour la détection d'acide formé soit par oxydation (O), soit par fermentation (F) du glucose. L'acidification du milieu fait virer l'indicateur coloré, bleu de bromothymol, qui passe ainsi du vert à une teinte jaune.

Référence fabricant : **20150****SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microbiologie-de-laboratoire/16548-reactifs-pour-galerie-api-20-e-suspension-medium-5ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com