

FICHE PRODUIT

Distributeur de disques antibiotiques

Référence : SOC-784784

Description du produit

Avec le distributeur de disques d'antibiotiques, jusqu'à 8 Disques d'Antibiotiques peuvent être appliqués simultanément sur un milieu de culture à intervalles réguliers. Il convient pour boîtes de Pétri d'un diamètre de 90 mm.

L'anneau de base est facilement ajustable à la hauteur du milieu de culture sans outils supplémentaires.

L'utilisation d'une seule main du distributeur permet une application rapide des tests de sensibilité aux antibiotiques selon la méthode de diffusion sur plaque et donc un gain de temps considérable, surtout si de nombreux échantillons doivent être testés.

Mode d'utilisation

Les tubes à disques antibiotiques sont insérés dans les fentes du distributeur dans la combinaison souhaitée jusqu'au déclic. Le distributeur chargé est placé sur la boîte de Pétri et un seul disque antibiotique par tube est pressé sur le milieu de culture en pressant doucement le piston avec une main jusqu'au point final.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/17181-distributeur-de-disques-antibiotiques.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com