

FICHE PRODUIT

Appareil de photothérapie de la bilirubine, Modèle XHZ-90S

Référence : SOC-XHZ-90S

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION:

Appareil de photothérapie de la bilirubine, Modèle XHZ-90S

Irradiation intensive à la lumière bleue

- 1) En utilisant des LED SMD, l'irradiance totale de la bilirubine peut atteindre plus de $75\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$, conformément à l'Académie américaine de pédiatrie (AAP) pour l'orientation des exigences de l'équipement de luminothérapie intense, ce qui peut réduire efficacement la jaunisse et raccourcir le temps de traitement ;
- 2) Durée de vie ≥ 50000 heures, réduisant efficacement la consommation d'énergie ;
- 3) La longueur d'onde d'irradiation est de $400\sim 550\text{nm}$, ce qui permet d'obtenir la meilleure efficacité d'absorption de la bilirubine et de traiter efficacement la jaunisse néonatale.

Grand écran tactile

- 1) Écran LCD couleur indépendant de 4,3 pouces, fonctionnement visuel entièrement tactile avec

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

deux modes de fonctionnement : compte à rebours et compte à rebours ;

2) Le contrôle PWM est utilisé pour réaliser le réglage infini de la luminosité de la lumière bleue ;

3) Minuterie de lumière bleue totale, pratique pour le personnel médical de changer la source de lumière à temps, afin de garantir l'effet de la photothérapie.

Conception humanisée

1) La hauteur de l'ensemble de la machine peut être réglée librement, et l'angle d'inclinaison de la boîte à lumière d'irradiation peut également être ajusté, offrant au personnel médical une variété d'options de traitement clinique ;

2) Peut être utilisé avec des équipements de soins pour enfants afin d'améliorer le traitement de la jaunisse, comme la couveuse pour enfants ;

3) Les roulettes peuvent être bloquées pour assurer la stabilité pendant le traitement de la jaunisse.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/neonatalogie-et-reanimation-neonatale/17395-appareil-de-phototherapie-de-la-bilirubine-modele-xhz-90s.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com