

FICHE PRODUIT



OXYMETRE DE POULS OXY-2

Référence : SOC-35072

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Cet oxymètre permet de mesurer la saturation d'oxygène et la fréquence cardiaque à partir du doigt du patient.

Conçu pour un usage à domicile et professionnel, en famille ou dans les hôpitaux.

Utilisable avant ou après l'activité physique, mais pas durant.

- affichage SpO2 et fréquence cardiaque, graphique à barres
- indicateur basse tension
- arrêt automatique après 5 secondes.

Spécifications techniques

- Mode écran: LED
- SpO2

plage: 0-100%, (résolution 1%)

précision: 70-100%: $\pm 2\%$, au dessous de 70% non spécifiée

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- PR

plage: 30-250 bpm, (résolution 1 bpm)

précision: ± 2 bpm ou $\pm 2\%$ (sélectionner la plus élevée)

- Performance dans de faibles conditions de remplissage: SpO2 et fréquence cardiaque sont affichées correctement lorsque le rapport pouls-remplissage est de 0,4%. L'erreur SpO2 est $\pm 4\%$, l'erreur fréquence cardiaque est ± 2 bpm ou $\pm 2\%$ (la plus élevée)
- Consommation énergie: moins de 25 mA - Tension: CC 2,6 V - 3,6 V
- Fonctionnement batteries: deux batteries peuvent fonctionner en continu pendant 24 heures
- Sécurité: batterie interne, type BF
- Dimensions - poids: 60x30,5xh 32,5 mm - 50 g batteries comprises

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/oxymetre-de-pouls/17675-oxymetre-de-pouls-oxy-2.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com