

FICHE PRODUIT

Armoire à défibrillateur avec alarme

Référence : SOC-200325

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

L'armoire de protection pour défibrillateur avec alarme que nous proposons est désigné pour une installation en intérieur. Elle est Simple à installer et se ferme à clé.

Quelques caractéristiques de L'armoire pour défibrillateur avec alarme

- conçue pour une implantation en intérieur d'un défibrillateur automatisé externe (DAE).
- Dimensions : 42,5 x 38 x 20 cm.
- Porte/fenêtre transparente qui permet de s'assurer de la présence du DAE avec ouverture à 180°.
- Support mural pour une installation en milieu professionnel, à l'intérieur (vis non fournies).
- Le modèle avec alarme comporte une alarme porte et fenêtre qui envoie un signal sonore lorsque le déclenchement manuel survient.

Emplacement recommandé

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Cette armoire à défibrillateur est conçue uniquement pour une implantation en intérieur, de préférence dans un milieu professionnel avec une limitation volontaire de l'accès au DAE (services psychiatriques, écoles, crèches...).

Il faut choisir un endroit facile d'accès, visible et connu de tout le personnel.

Le support mural défibrillateur doit être fixé au mur à une distance d'environ 1m30 du sol.

Il protège le défibrillateur automatisé externe grâce à sa conception en métal.

L'armoire défibrillateur se fixe facilement au mur via 4 vis.

Fonctionnement de l'alarme

L'alarme se déclenche lorsque la porte/fenêtre est ouverte et que l'aimant est trop éloigné du contact magnétique et que le bouton d'alarme est activé.

NB : L'armoire pour défibrillateur ne doit pas être soumise à des environnements susceptibles de contenir des gaz, des vapeurs ou des poussières inflammables. Ni exposé à de fortes vibrations.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-moniteur-defibrillateur/17689-armoire-a-defibrillateur-avec-alarme.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com