

FICHE PRODUIT

Tensiomètre électronique à bras professionnel Omron HBP 1120

Référence : SOC-858722

Description du produit

Omron HBP-1120 — Tensiomètre professionnel double méthode pour cabinet médical

L'**Omron HBP-1120** se distingue des appareils grand public par sa double méthode de mesure. Développé pour les professionnels de santé exigeants, il intègre dans un seul boîtier la précision de la mesure automatique et la flexibilité de l'auscultation clinique.

Double méthode : automatique et auscultation

En **mode oscillométrique automatique**, l'appareil gonfle et dégonfle seul pour délivrer les valeurs systolique, diastolique et le pouls. En **mode auscultation**, le médecin gonfle manuellement et lit la pression sur l'écran numérique tout en auscultant les bruits de Korotkoff — combinant précision digitale et rigueur clinique auscultatoire.

Mise à zéro automatique et anti-arythmie

L'indicateur de **mise à zéro** confirme l'absence de pression résiduelle avant chaque mesure. La **détection d'arythmie** analyse le rythme pendant la mesure et affiche un symbole d'alerte en cas d'irrégularité, permettant au praticien d'adapter son interprétation clinique.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Spécifications techniques

- Plage : 20–280 mmHg / 40–180 bpm
- Précision : ± 3 mmHg / ± 5 % pouls
- Mémoire : 60 mesures (2 $\times$ 30)
- Brassard standard adulte : 22–32 cm
- Alimentation : 4 piles AA LR6
- Durabilité brassard : +30 000 cycles certifiés
- Certification : CE IIa — validé ESH 2010

Usage recommandé

Idéal pour les cabinets de médecine générale et spécialisée, les services d'urgence et les centres de bilan de santé. Le mode auscultation le rend particulièrement précieux pour les patients arythmiques chez qui la méthode oscillométrique seule peut être moins fiable. Un seul appareil couvre tous les profils cliniques.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-electroniques-au-bras/18172-tensiometre-electronique-a-bras-professionnel-omron-hbp-1120.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com