

FICHE PRODUIT

Saturomètre Oxymètre de pouls Oxy 6

Référence : SOC-817701

Description du produit

Certaines données de description ont été simplifiées pour ce document.

Oxymètre de pouls OXY-6 avec écran couleur

Un **oxymètre de pouls** / saturomètre SpO2 équipé d'un **écran haute résolution en couleur** !

Facile d'utilisation, l'**oxymètre OXY-6** mesure et affiche la saturation en oxygène (SpO2) et la fréquence cardiaque des adultes.

La prise de mesure s'effectue automatiquement dès le positionnement du doigt dans le capteur de l'oxymètre.

4 modes d'affichage sont disponibles sur simple pression de l'unique touche afin de lire les résultats dans toutes directions.

Maintenez le bouton appuyé durant 2 secondes pour obtenir l'**index de perfusion (I.P)**.

Une alarme sonore et visuelle se déclenche automatiquement lorsque les valeurs de la SpO2 ou du rythme cardiaque sortent des valeurs limites.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Cet oxymètre de pouls est économique : l'appareil s'éteint automatiquement 8 secondes après le retrait du doigt.

L'**oxymètre OXY-6** est livré avec jeu de piles, dragonne, pochette de protection et étui rigide de transport.

4 modes d'affichage

Mentions obligatoires :

Publicité.

Dénomination : Saturomètre Oxymètre de pouls Oxy 6

Destination : Appareil permettant de mesurer et d'afficher la valeur de la saturation artérielle de l'hémoglobine ainsi que la fréquence cardiaque.

Fabricant : GIMA

Instructions : Lire attentivement la notice éventuelle.

Prudence : En cas de doute, consultez votre médecin ou un professionnel de santé.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Date de mise à jour de cette page : 2025-12-03 10:52:41

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/oxymetre-de-pouls/18273-saturometre-oxymetre-de-pouls-ox-6.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com