

FICHE PRODUIT

Pansement hémostatique Emo Soffix PIC (boîte de 1000)

Référence : SOC-181331

Description du produit

Pansement hémostatique Emo Soffix PIC (boîte de 1000)

Plus besoin de coton, de ciseaux et de sparadraps lors des prises de sang !

Les **pansements Emo Soffix** de PIC sont utilisés lors de prélèvements sanguins pour stopper rapidement et efficacement l'écoulement du sang. Ils sont indispensables dans les laboratoires d'analyse médicales, les cabinets infirmiers, les centres de l'EFS ...

Leur coussinet est capable d'absorber une quantité importante de fluide, par rapport à une compresse classique. Au contact du sang, il l'absorbe et se dilate. Il exerce ainsi une légère pression sur la peau qui contribue à stopper l'écoulement du sang.

Le support adhésif en non tissé est hypoallergénique et convient à tout type de peau même les plus sensibles.

Les contours arrondis évitent le retrait accidentel du pansement.

Ces **pansement post-prélèvement à action hémostatique** ne laissent aucun résidu sur la peau après retrait.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Dimensions : 38 x 38 mm.

Conditionnement : boîte de 1000 **pansements hémostatiques Emo Suffix de PIC.**

Mentions obligatoires :

Publicité.

Dénomination : Pansement hémostatique Emo Suffix PIC (boîte de 1000)

Destination : Voir ci-dessus.

Fabricant : PIC

Instructions : Lire attentivement la notice éventuelle.

Prudence : En cas de doute, consultez votre médecin ou un professionnel de santé.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Date de mise à jour de cette page : 2026-04-30 10:56:26

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pansements-speciaux-et-hypoallergeniques/18457-pansement-hemostatique-emo-suffix-pic-boite-de-1000.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com